

Positioning Slings



Ventilé
Modèle-
Bariatrique



Nos sangles de positionnement sont disponibles en modèles réutilisables ou à usage unique et sont conçues pour aider le soignant à effectuer en toute sécurité une manipulation sûre du patient lors d'un positionnement/repositionnement soudain ou intentionnel, d'une rotation et d'un transfert latéral avec un patient en position couchée.

Matériau ventilé

Nos harnais ventilés réutilisables sont fabriqués dans un matériau respirant et souple qui évacue l'humidité. Ce matériau unique facilite la circulation de l'air, ce qui les rend idéaux pour les unités de soins intensifs. Ils peuvent être placés derrière le patient comme un drap pour les repositionnements soudains et souvent imprévisibles. Ces harnais s'adaptent facilement à la plupart des lits d'hôpitaux et leur matériau ne provoque pas de lésions cutanées, ce qui permet de les laisser derrière le patient pendant de courtes périodes.

Usage unique

Nos harnais à usage unique offrent la

possibilité pratique de les jeter après utilisation, tout en garantissant une hygiène optimale. Fabriqués en mélange polyester/coton durable, ou en Soft Air Mesh et en tissu Derma Therapy, ces harnais peuvent être utilisés par le patient pour plusieurs levages avant d'être jetés.

Entretien et installation faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Ils sont dotés de huit sangles renforcées (6 pour le corps et 2 pour la tête) et d'une sangle en nylon haute résistance tout autour, ce qui les rend suffisamment solides pour résister aux utilisations les plus intenses. Les sangles sont positionnées pour assurer un confort et une sécurité optimale au patient.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Accessoires



Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties N° de pièce 90707



Barre de suspension pour suspension à 4 points

4-Point - pour HeliQ ou HeliQ PT
Numéro d'article 92938



Barre de suspension pour suspension à 4 points

4 points - Fixation au crochet de jambe sur Altair/Roomer S
Numéro d'article 55619

Levage



Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant un certain temps.



Utiliser vers/depuis une chaise

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un siège. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



Modèle à usage unique


Jeter après utilisation. Destiné à une utilisation à court terme par un seul patient.



Utilisation vers/depuis le sol

Adapté aux transferts depuis le sol.


Soins et caractéristiques



Maille aérée douce


(Soft Air Mesh)

Matériau léger, frais et respirant. Convient aux peaux sensibles.




Polyester

Matériau durable avec un faible coefficient de frottement, ce qui le rend facile à appliquer et à nettoyer. Équipé de poignées.




Entretien

Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utilisez un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.



Spécifications techniques

Numéro d'article	Poids de maximum	A	B
Reusable			
Polyester, Ventilated Soft Air Mesh			
NSB-410-ST-L	454kg/1000lb	1320mm / 52"	208cm/81.9"
NSB-410-ST-XL	454kg/1000lb	147cm/57.9"	208cm/81.9"
NSB-451-S	318 kg/700lb	1050 mm/41.3"	1680 mm/66"
Single Patient Use			
Polyester/Cotton Soft Air Mesh and DermaTherapy			
NSB-451-U	318kg/700lb	105cm /41.3"	168cm/ 66.1"
NSB-451-A			
NSB-451-DT	385 kg/850lb	1090 mm /43"	2180 mm/85,8"



www.humancaregroup.com

HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Téléphone: +46 8 665 35 00
Télec. : +46 8 665 35 10
Courriel : info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78744
Téléphone : +512.476.7199
Fax : +512.476.7190
Courriel : info.us@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Téléphone : +613.723.6734
Fax : +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Téléphone : +31 577 412 171
Fax : +31 577 412 170
Courriel : info.nl@humancaregroup.com